

# Herpothem 1 sztuka

Cena: 69,98 pln



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.

## Opis produktu

### HERPOtherm 1 sztuka

#### \*\*Opis\*\*

HERPOtherm jest opatentowanym wyrobem medycznym do miejscowego leczenia objawów towarzyszących opryszczce, takich jak swędzenie, mrowienie lub uczucie napięcia.

#### \*\*Stosowanie\*\*

Stosowanie urządzenia Herpothem® jest bardzo proste. Urządzenie przykłada się do skóry w miejscu zmiany i lekko dociska. Po uruchomieniu przełącznikiem ceramiczna powierzchnia kontaktowa nagrzewa się do temperatury około 51°C. W chwili osiągnięcia tej temperatury zapali się dioda LED. Dioda ta gaśnie, kiedy urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie 3 sekund pracy. Na początku fazy rozgrzewania i na koniec działania rozlega się dodatkowo sygnał dźwiękowy. Można powtórzyć terapię po krótkiej przerwie, wynoszącej około 10 sekund. Urządzenie można bez problemu czyścić dostępnymi w handlu chusteczkami do dezynfekcji z alkoholem. Uwaga: W przypadku utrzymujących się albo nawracających objawów należy ponownie zastosować urządzenie, zachowując krótką, co najmniej 10-sekundową przerwę.

#### \*\*Działanie i zastosowanie\*\*

Opryszczka to choroba wirusowa, wywołwana przez wirusy opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Choroba ta przenosi się drogą zakażenia kropelkowego, przez kontakt bezpośredni lub kontakt z wydzieliną. Całkowite pozbycie się infekcji wirusem herpes simplex jest niemożliwe.

Herpothem® to opatentowany wyrób medyczny, przeznaczony do miejscowego leczenia objawów towarzyszących opryszczce (opryszczka zwykła warg lub narządów płciowych), takich jak pieczenie, mrowienie, swędzenie lub uczucie napięcia skóry. Herpothem® zastosowany niezwłocznie może całkowicie zapobiec wystąpieniu opryszczki. W przypadku późniejszego zastosowania można uzyskać lżejszy przebieg albo wcześniejsze wygojenie. Działanie Herpothem® polega wyłącznie na zastosowaniu skoncentrowanego ciepła i

dlatego produkt ten nie zawiera żadnych środków chemicznych. Herpotherm® można stosować także u kobiet ciężarnych, osób z alergią i u dzieci (do samodzielnego stosowania po ukończeniu 12-go roku życia). Zastosowanie skoncentrowanego ciepła (miejscowa hipertermia) jest bardzo obiecującą metodą fizykalną, polegającą na krótkotrwałym przyłożeniu skoncentrowanego ciepła do ściśle ograniczonego obszaru skóry. W temperaturze otoczenia około 50°C wirus opryszczki jest termolabilny. Bezpośredni kontakt z taką temperaturą powoduje jego dezaktywację. W ten sposób można powstrzymać namnażanie się wirusa opryszczki. Ponadto w tej temperaturze w komórkach powstają białka szoku cieplnego, które pobudzają układ immunologiczny. Dzięki krótkotrwałej aplikacji nie dochodzi do uszkodzenia skóry.

**\*\*Dystrybutor:\*\***

SUN-FARM Sp.z.o.o.  
ul. Dolna 21  
05-092 Łomianki  
Polska

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl