

VITAMMY Buzz niebieska Uniwersalna szczoteczka soniczna do zębów z 28 000 mikroruchów, 2 programami



Cena: 38,67 pln

Opis słownikowy

Opakowanie

Postać

Producent

Opis produktu

VITAMMY Buzz niebieska Uniwersalna szczoteczka soniczna do zębów z 28 000 mikroruchów, 2 programami szczotkowania

****Opis produktu:**

VITAMMY BUZZ to szczoteczka soniczna dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych: - niebieskiej, - granatowej, - turkusowej, - różowej. Szczoteczka soniczna BUZZ to uniwersalny rozmiar główki, łatwa obsługa i dwa programy mycia. Wszystko zaprojektowane z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada przyjemną w dotyku, matową rączkę, która zapobiega wysuwaniu się szczoteczki z dłoni.

Kolorowa szczoteczka Vitammy Buzz:

wytwarza 28 000 mikroruchów na minutę i dociera do trudno dostępnych miejsc

co 30 sekund przypomina o zmianie strefy szczotkowania

oferuje 2 programy szczotkowania: Clean - codzienne szczotkowanie, usuwanie płytki nazębnej; Sensitive - tryb delikatny, dostosowany do wrażliwych zębów

wyłącza się automatycznie po 2 minutach szczotkowania

wodoodporność IPX6

posiada ochronną nasadkę na główkę

Technologia soniczna, dokładniej niż szczoteczki manualne usuwa płytkę bakteryjną.

Dzieci cieszą się naturalnie bielszymi zębami, gdyż efekty mycia zębów szczoteczka soniczną czują od razu. Od pierwszego użycia odczuwalne jest charakterystyczne wrażenie kryształowo czystego szkliwa. Systematycznie używana, usunie trwalsze przebarwienia i zapewni długotrwały efekt bielszych zębów, który można będzie zobaczyć już po 30 dniach.

****Cechy produktu:****

Vitammy Buzz oszczędza energię

Szczoteczka soniczna BUZZ zasilana jest 1 baterią AAA, która starcza na okres do 6 miesięcy. Spełnia najnowsze normy energooszczędności.

Spełnia wymagane standardy EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015 i jest zgodne z dyrektywą EMC Directive 2014/30/EU. Szczoteczka objęta jest 2-letnią gwarancją VITAMMY.

Skład zestawu: 1 szczoteczka, 1 główka, 1 bateria AAA, 1 instrukcja

****Uwagi:****

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl